



ANGEBOTE

DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH

APRIL | MAI | JUNI 2024

ZAHNAUFHELLUNG
KOMPOSIT
GLASIONOMERE
DESENSIBILISIERUNG
ZEMENT

ZAHNAUFHELLUNG

POLALIGHT

ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM

EIN NEUES ERWEITERTES ZAHNAUFHELLUNGSSYSTEM
MIT LED-TECHNOLOGIE

POLA LIGHT ist ein modernes Zahnaufhellungssystem, das die preisgekrönte Aufhellungsformel von POLA mit einem LED-Mundstück für eine schnellere Aufhellungsbehandlung kombiniert.

- POLA LIGHT ist mit POLA DAY Gel erhältlich.
- Schnell wirksam, für weißere Zähne in nur fünf Tagen.
- Formuliert für sichere Entfernung von Langzeitverfärbungen.
- Für zukünftige Zahnaufhellungen voll wiederaufladbar.
- Remineralisation stärkt die Zähne.
- Extra-Hydratisierung minimiert Empfindlichkeit.




CREATED BY SDI
VEGAN
TIERVERSUCHSFREI
GLUTENFREI

Art.-Nr. 7700985

POLA LIGHT PACKUNG

- 1 Pola LED-Mundstück
- 4 x 3g POLA DAY 6% Wasserstoffperoxid Zahnaufhellungsgel
- 1 USB-Ladekabel
- Gebrauchsanweisung

5+1



BLEACH PACK

POLA OFFICE+ 37,5%

DAS ZAHNAUFHELLUNGSSYSTEM FÜR DIE PRAXIS

Pola Office+ ist ein medizinisches Zahnaufhellungsmaterial, das mit minimalem Zeitaufwand durch Trauma, Krankheit oder Medikamente verfärbte oder verdunkelte Zähne behandelt. Die einzigartige Formel mit 37,5% Wasserstoffperoxid setzt die Peroxidionen schnell frei und beginnt so den Aufhellungsprozess.



RADII XPERT

PROFESSIONELLE LED-POLYMERISATIONSLAMPE

Radii Xpert, die intelligente Polymerisationslampe mit modernster LED-Technologie, liefert ein zielgenaues, konstantes Licht, das Restaurationen optimal aushärtet. Das Licht mit 1.500mW/cm² Leistung und 440-480nm Wellenlänge aus dem 4mm-Austrittsfenster polymerisiert verlässlich jedes Komposit. Intelligente Technik zeigt Belichtungsmodus und Timing.



POLA STÄNDER 2

SOOTHE

DESENSIBILISIERENDES GEL MIT KALIUMNITRAT UND FLUORID

Soothe enthält 6% Kaliumnitrat sowie 0,1% Fluorid und lindert Sensitivitäten, die durch chemische oder thermische Veränderungen auftreten können. Im Gegensatz zu anderen Gels zur Desensibilisierung beeinträchtigt Soothe den Aufhellungsprozess nicht.



LED BLEACHING ARCH

LED BLEACHING AUFSATZ FÜR DEN ZAHNBOGEN



Zahnaufhellung des oberen und unteren Zahnbogens und Aufhellung vitaler und devitaler Zähne.

POLA BLEACH PACK

€1.815,00

Art.-Nr. 7750073

- Inhalt:**
- 5600300 Radii Xpert
 - 7700989 Pola Ständer 2
 - 8150002 Soothe 4 Spritzen Kit
 - 3000400 Pola Wangenhalter

- 5600308 Radii Xpert Bleach Arch
- 7700464 Pola Office 3 Spritzen Kit
- Marketing Material



POLA STÄNDER 2

UNIVERSALKOMPOSIT

JETZT NEU! – LUNA 2

Festes Universalkomposit mit verbesserter Verarbeitung und Röntgenopazität sowie leichter Farbanpassung für lebensechte Ästhetik. Verlässliche mechanische Eigenschaften für exzellente klinische Leistung.



EIGENSCHAFTEN

Fantastisches Handling: klebt nicht, ist standfest, leicht stopf- und modellierbar

BPA-frei für gesundheitsbewusste Patienten

VITA-Farben mit „Logical Shade Matching Technology“ und Chamäleon-Effekt für leichtere und einheitliche Farbauswahl, mit exzellenter Farbstabilität

Hohe Röntgenopazität von 250% Al für deutlichen Kontrast zum angrenzenden Schmelz und Dentin und damit leichte und präzise Röntgendiagnostik

Dentinähnliche Biegefestigkeit für Klasse III-, IV- und V-Füllungen und approximale Kästen

Hohe Druckfestigkeit für okklusale Belastbarkeit bei Klasse I & II und Stumpfaufbauten

Zahnähnliche Opaleszenz und Fluoreszenz für natürliche Resultate

4+1*



10+3*

je 4g Spritze
in 12 unterschiedlichen Farben



je 20 Complets à 0,25g
in 12 unterschiedlichen Farben

FLOWABLE KOMPOSIT

JETZT NEU! – LUNA FLOW+LUNA FLOW LV

Extra festes fließfähiges Komposit mit Verschleißbeständigkeit, hoher Röntgenopazität und einheitlicher Farbanpassung. Zwei Viskositäten wählbar, für jede klinische Situation.



je Spritze 2g
in 12 unterschiedlichen Farben

PERFEKT FLIESSFÄHIG. PERFEKT STANDFEST.

Fließt wenn gewünscht, bleibt dann standfest für hervorragendes Handling und zieht keine Fäden

Sehr hohe Röntgenopazität von 265% Al, exzellente Eignung als röntgenopaktes Unterfüllungs- oder Liner-Material

Außerordentliche Druckfestigkeit von 421MPa für sehr belastbare Füllungen

Hohe Biegefestigkeit von 128MPa für Klasse V-Füllungen

Zahnähnliche Opaleszenz und Fluoreszenz für natürliche Resultate

Wahlmöglichkeit zwischen regulärer (Luna Flow) und niedriger (Luna Flow LV) Viskosität für jede klinische Situation



je 20 Complets à 0,2g
in 12 unterschiedlichen Farben



4+1*

10+3*



PAKET 1: LUNA 2 MIT RADII CAL CX



12 x Complets à 0,25g
Farben nach Wahl



Im Paket enthalten:

12 x LUNA 2 Farben nach Wahl

1 x RADII-CAL CX



12 x 4g Spritze
Farben nach Wahl



RADII-CAL CX
Art.Nr.: 5600110

GLASIONOMERE

RIVA LIGHT CURE

Lichthärtender, kunststoffverstärkter
Glasionomer Füllungszement

- Chemische Haftung am Zahn
- Lichtundurchlässige, orangefarbene Spitze verhindert zu frühe Aushärtung



RIVA SELF CURE

Selbsthärtender, remineralisierender
Glasionomer Füllungszement

- Chemische Haftung am Zahn
- Enthält kein BPA oder HEMA
- Exzellent für die minimalinvasive Zahnheilkunde



RIVA SELF CURE HV

Selbsthärtender, remineralisierender
Glasionomer Füllungszement
mit erhöhter Viskosität

- Einfaches Verarbeiten und Modellieren - kein Kleben am Instrument
- Chemische Haftung am Zahn
- Stopfbare Viskosität
- Abrechenbar auch für limitiert kaudruckbelastete Klasse II-Füllungen



RIVA LIGHT CURE HV

Lichthärtender, kunststoffverstärkter
Glasionomer Füllungszement mit
erhöhter Viskosität

- Einfaches Verarbeiten und Modellieren
- Chemische Haftung am Zahn
- Flexible Bearbeitungszeit
- Klebt nicht am Instrument
- Stopfbare Viskosität
- Abrechenbar auch für limitiert kaudruckbelastete Klasse II-Füllungen



RIVA SILVER

Quecksilberfreier, selbsthärtender,
konventioneller Glasionomer
Füllungszement.

- Chemische Haftung am Zahn • Silber verstärkt
- Keine Schrumpfung • Sehr gute Röntgensichtbarkeit
- Einfache Anwendung • Hohe frühe Druckfestigkeit - *perfekt für Kinder und unkooperative Patienten*
- Hohe Freisetzung und Erneuerung von Fluoriden
- Großartig für Stumpfaufbauten • Hohe Abriebbeständigkeit
- Hoher Ionenaustausch durch bioaktive, spezielle ionglass™ Technologie
- Hellgraue Farbe - minimale Farbanpassung notwendig



3+1*

ODER

5+2*

**RIVA SELF CURE / HV
RIVA LIGHT CURE / HV
RIVA SILVER**

DESENSITIZER

RIVA STAR

SILBERDIAMINFLUORID (SDF)



- ✓ KARIESHEMMENDE WIRKUNG
- ✓ DESENSIBILISIERUNG FÜR ZWEI JAHRE UND LÄNGER
- ✓ GERINGE/KEINE VERFÄRBUNG
- ✓ TIEFES EINDRINGEN UND BIOFILM-PRÄVENTION
- ✓ ANTIMIKROBIELLE WIRKUNG
- ✓ ERHÖHUNG DER HAFTFESTIGKEIT BEI GIZ
- ✓ LAGERBEDINGUNGEN *FLASCHEN: ZIMMERTEMPERATUR
KAPSELN: KÜHLUNG*
- ✓ WEICHGEWEBE-REIZUNG *GERINGE BESCHWERDEN*
- ✓ GERUCH/GESCHMACK *LEICHTER AMMONIAK-
GESCHMACK UND -GERUCH*
- ✓ NICHTINVASIVES/MINIMALINVASIVES VERFAHREN

RIVA STAR KAPSELN
Art.-Nr. 8800505

RIVA STAR FLASCHEN KIT
Art.-Nr. 8800535

2+1
TEST
AKTION



RIVA STAR AQUA

SILBERFLUORID (AgF)



- ✓ KARIESHEMMENDE WIRKUNG
- ✓ DESENSIBILISIERUNG FÜR ZWEI JAHRE UND LÄNGER
- ✓ GERINGE/KEINE VERFÄRBUNG
- ✓ TIEFES EINDRINGEN UND BIOFILM-PRÄVENTION
- ✓ ANTIMIKROBIELLE WIRKUNG
- ✓ ERHÖHUNG DER HAFTFESTIGKEIT BEI GIZ
- ✓ LAGERBEDINGUNGEN *ZIMMERTEMPERATUR*
- ✓ WEICHGEWEBE-REIZUNG *KEINE BESCHWERDEN*
- ✓ GERUCH/GESCHMACK *KEIN AMMONIAK-GESCHMACK
UND AMMONIAK-GERUCH*
- ✓ NICHTINVASIVES/MINIMALINVASIVES VERFAHREN

RIVA STAR AQUA KAPSELN
Art.-Nr. 8800525

RIVA STAR AQUA FLASCHEN KIT
Art.-Nr. 8800530

ZEMENT

SET / SET PP

SET PP IST EIN DUAL AUSHÄRTENDER, SELBSTÄTZENDER, SELBSTHAFTENDER KUNSTSTOFFZEMENT.

Spezieller ionglass™ Füllstoff ist ein von SDI entwickeltes, röntgensichtbares, hoch ionenfreisetzendes, reaktives Glas, welches in SDI's gesamter Produktpalette von Dentalzementen verwendet wird. seT PP setzt weitaus mehr Fluoride frei, welche die Remineralisierung der natürlichen Zähne unterstützt.

- seT PP - Selbstadhäsiver Kunststoffzement mit dualer Aushärtung
- Enthält kein Bisphenol A oder HEMA
- Hohe Haftungswerte
- Einfache Entfernung der Überschüsse
- Kein Ätzen notwendig - minimiert postoperative Sensitivitäten
- Härtet in 5 Minuten von selbst aus oder in 20 Sekunden mit einer LED-Härtelampe
- Spezielle ionglass™ Technologie - hohe Fluoridfreisetzung
- Nicht wasserlöslich
- 5 Farben für maximale Ästhetik



3+1*

5+2*

Art.-Nr. 8805002 seT A2 50 CAP

Art.-Nr. 8805005 seT TRANSLUCENT 50 CAP

Art.-Nr. 8805102 seT PP A2 SYR 2 PK

Art.-Nr. 8805105 seT PP TRANSLUCENT SYR 2 PK

WWW.FACEBOOK.COM/SDI.GERMANY
WWW.SDI.COM.AU
WWW.POLAWHITE.COM.AU

SDI Germany GmbH
Deutschland: 0800 1005759

AKTIONEN NUR ÜBER AUTORISIERTEN
DENTALFACHHANDEL ERHÄLTlich



YOUR
SMILE.
OUR
VISION.

*Angebote können nicht kombiniert werden. Angebote gültig vom 1. April - 31. Juni 2024. Beim Kauf von 3 bzw. 5 Packungen einer Ausführung erhalten Sie 1 bzw. 2 weitere Packungen) der gleichen Ausführung oder bei Produkten mit unterschiedlichen Farben die Farbe A3 dazu. WICHTIG: Gemäß §9 GOZ ist der Zahnarzt verpflichtet, Preisnachlässe und Einkaufsvorteile jeglicher Art an den Patienten weiterzugeben. Angebote nur in Deutschland und Österreich gültig. Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.

Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Abb. sind Beispiele, Irrtümer vorbehalten. Sie können der Übermittlung dieser Werbung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber SDI Germany GmbH unter: Germany@sdi.com.au widersprechen

Mehr Informationen unter: https://rivastar.com/de_DE/