

#whdentalde



wh.com



GOODIE BOOK

Aktionsangebote von **W&H**



**Synea
Power Edition:**
Für die härtesten
Materialien

Gültig:

01.09.-31.12.2024

Restauration & Prothetik

Synea Fusion

2
zum
halben
Preis

WG-99 LT ●

- Winkelstück 1:5
- mit Licht
- Quattro-Spray
- 24 Monate Garantie

€ **1.289,-**
~~2.578,-~~

Preis für 2 Stk. **2x**



WG-66 LT ●

- Winkelstück 2:1
- mit Licht
- 1-fach Spray
- 24 Monate Garantie

€ **1.060,-**
~~2.120,-~~

Preis für 2 Stk. **2x**



TG-98 L

- Roto Quick-Anschluss
- LED+
- 21 W
- Ø 11,5 mm,
- 12 Monate Garantie

€ **1.012,-**
~~2.024,-~~

Preis für 2 Stk. **2x**



WG-56 LT ●

- Winkelstück 1:1
- mit Licht
- 1-fach Spray
- 24 Monate Garantie

€ **893,-**
~~1.786,-~~

Preis für 2 Stk. **2x**



HG-43 A ●

- Handstück 1:1
- ohne Licht
- 1-fach Spray
- 24 Monate Garantie

€ **650,-**
~~1.300,-~~

Preis für 2 Stk. **2x**



TG-98 LM

- Multiflex®-Anschluss
- mit Licht
- 21 W
- Ø 11,5 mm,
- 12 Monate Garantie

€ **1.012,-**
~~2.024,-~~

Preis für 2 Stk. **2x**



Restauration & Prothetik

Synea Power Edition

Leistungsstarke Winkelstücke für hochfeste Materialien

- Für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. die Entfernung von kariösem Material, Kavitäten, Füllungen, Kronen und Brücken
- Höhere Schneidleistung für bessere Abtragsleistung
- 20% längere Lebensdauer, weniger Servicezeiten
- Neues Spannsystem mit 20% höherer Spannkraft
- Schont die Bestandswinkelstücke
- Einfacher Bohrerwechsel mit dem neuen schwarzen Druckknopfdesign



- WK-900 LT ●**
- Winkelstück 1:4
 - 3-fach Spray
 - Kopfgröße Ø 10,7 mm
 - mit Licht
 - 36 Monate Garantie

€ **1.110,-**
~~1.890,-~~

- WG-900 LT ●**
- Winkelstück 1:4
 - 3-fach Spray
 - Kopfgröße Ø 10,7 mm
 - mit Licht
 - 24 Monate Garantie

€ **840,-**
~~1.390,-~~

- WG-900 A ●**
- Winkelstück 1:4
 - 3-fach Spray
 - Kopfgröße Ø 10,7 mm
 - ohne Licht
 - 24 Monate Garantie

€ **675,-**
~~1.110,-~~



Prophylaxe

Proxeo Twist Cordless

- Flexibel arbeiten ohne Kabel
- Einfache Drehzahlregulierung mit kabelloser Fußsteuerung
- Optimale Drehzahl für schonendes und effizientes Polieren/Reinigen
- Drei verschiedene Hand- und Winkelstückaufsätze
- Weniger Aerosol durch rotierendes Polieren



LatchShort

Screw-in für YOUNG

Einweg-winkelstück



Mehr Platz mit dem **LatchShort Aufsatz**

Paket

- Proxeo Twist Cordless
- LatchShort Winkelstückaufsatz + 1 Pck. Prophy-Kelche, weich

€ **1.199,-**
~~1.595,-~~



Prophylaxe

Proxeo Ultra Piezo Scaler

- Einzigartiges Schnellspannsystem »Q-Link«
- Herzschrittmacherkompatibilität
- Kabellose Fußsteuerung
- Automatische Füllstanderkennung
- Erhältlich mit 3 verschiedenen Handstücken für Q-Link, W&H/EMS/Mectron und W&H/Satelec/NSK Gewinde
- Spezielles Reinigungsprogramm
- Proxeo Twist Cordless Polierhandstück und Proxeo Ultra Piezo Scaler können mit einer kabellosen Fußsteuerung verbunden und bedient werden



Proxeo Ultra PB-530

- Steuergerät
- Fußsteuerung C-NW
- Handstück Q-Link PB-5 L Q
- 4 Spitzen

€ **2.376,-**
~~2.771,-~~



Bewegungsfreiheit

Die Position zu wechseln war noch nie so einfach. Eine Fußsteuerung für zwei Geräte.

Prophylaxe

Proxeo Winkelstücke

Ihre Vorteile für das LatchShort System:

- Bis zu 4 mm geringere Arbeitshöhe
- Beste Sicht durch kleinen Kopf und schlanken Hals
- Komfortables Druckknopfspannsystem
- Optimale Drehzahl für schonendes und effizientes Reinigen und Polieren
- Langlebig durch perfekte Abdichtung



Paket

- WP-66 W Prophylaxe Winkelstück + 1 Pck. Prophy-Kelche, weich (100 stk.)

€ ~~571,-~~
399,-



WP-64 MU

- WP-64 MU Prophylaxe Winkelstück System Universal mit Snap-on Adapter

€ ~~511,-~~
399,-

WP-64 M

- WP-64 M Prophylaxe Winkelstück System Young Screw-In

€ ~~511,-~~
399,-



WP-66 M

- WP-66 M Prophylaxe Winkelstück, für Kelche mit 2,35 mm Schaft

€ ~~512,-~~
399,-



Prophylaxe

Proxeo Air Scaler

- Stufenlose Leistungsregelung
- Schnelle und gleichzeitig schonende Zahnreinigung
- Zwei große Lichtaugen
- Von anderen Herstellern freigegebene Spitzen kompatibel



bis zu
662 €
sparen

ZA-55

- ohne Licht,
- Roto Quick-Anschluss
- inkl. 4 Spitzen

€ ~~1.121,-~~
699,-

ZA-55 LS

- mit Licht
- Sirona-Anschluss inkl. 4 Spitzen
- stufenlose Leistungsregelung

€ ~~1.758,-~~
1.096,-

ZA-55 LM

- mit Licht
- Multiflex®-Anschluss inkl. 4 Spitzen
- stufenlose Leistungsregelung

€ ~~1.758,-~~
1.096,-

ZA-55 M

- ohne Licht
- Multiflex®-Anschluss
- inkl. 4 Spitzen

€ ~~1.121,-~~
699,-



Ihr Kompass für die Zahnarztpraxis von morgen



Oralchirurgie & Implantologie

Chirurgische Hand- und Winkelstücke

- Mini-LED+ Hand- und Winkelstück mit modernster Lichttechnik
- Zerlegbar ohne Werkzeug (außer WI-75 E/KM)
- Robust und langlebig durch hochwertigen Edelstahl mit kratzfester Beschichtung

bis zu
520 €
sparen



Für alle W&H Chirurgie Geräte

S-11 L G
• Handstück gerade
• 1:1

€ **1.176,-**
~~1.678,-~~

WS-75 L G
• Winkelstück 20:1

€ **1.183,-**
~~1.703,-~~

WS-91 L G
• Winkelstück 1:2,7

€ **1.102,-**
~~1.570,-~~

WS-92 L G
• Winkelstück 1:2,7

€ **1.102,-**
~~1.570,-~~

WS-56 L G
• Winkelstück 1:1

€ **1.102,-**
~~1.570,-~~

WI-75 E/KM
• Winkelstück 20:1 nicht zerlegbar
• ohne Licht

€ **796,-**
~~1.153,-~~

Für Implantmed Plus SI-1023

S-11 L
• Handstück gerade
• 1:1

€ **1.061,-**
~~1.499,-~~

WS-91 L
• Winkelstück 1:2,7

€ **987,-**
~~1.396,-~~

WS-92 L
• Winkelstück 1:2,7

€ **987,-**
~~1.396,-~~

WS-56 L
• Winkelstück 1:1

€ **987,-**
~~1.396,-~~

WS-75 L
• Winkelstück 20:1

€ **1.069,-**
~~1.526,-~~

Oralchirurgie & Implantologie

Implantmed Plus & Piezomed Modul

- Kompakter chirurgischer Motor mit Licht
- Ultrakurzer, leistungsstarker Elektromotor mit 6,2 Ncm Drehmoment
- Automatische Drehmomentkontrolle: 5 bis 80 Ncm
- Maschinelle Gewindeschneidfunktion
- Lückenlose Dokumentation
- Kabellose Fußsteuerung (optional)



Upgrade
auf Piezochirurgie
möglich dank Plug-
and-Play mit dem
Piezomed Modul

- Innovative Ultraschalltechnologie
- Automatische Instrumentenerkennung
- Effiziente Kühlung durch Sprayaustritt
nahe am Arbeitsbereich des Instrument



Für Fortgeschrittene

Implantmed Set 6

- Steuergerät mit Licht
- Fußsteuerung kabellos
- + 1 chirurgisches Winkelstück WS-75 L

€ ~~6.553,-~~
4.990,-

Piezomed Plus Modul mit Licht, 1,8 m Kabel

€ ~~5.278,-~~
4.990,-

Oralchirurgie & Implantologie

W&H Chirurgie Cart-System

- Implantmed, Piezomed Plus Modul und kabellose Fußsteuerung kompakt an einem Ort
- Unabhängige Positionierung im Raum
- Flexible und ergonomische Arbeitsweise im OP
- Beide Geräte mit einer kabellosen Fußsteuerung bedienbar

Für Einsteiger

Implantmed Set 3

- Steuergerät ohne Licht
- Fußsteuerung mit Kabel

€ ~~3.899,-~~
2.999,-

Paket

Implantmed Plus Set 6 mit
Licht, kabellose Fußsteuerung,
Piezomed Plus Modul,
chirurgisches Winkelstück
WS-75 L (20:1, grün), mobiles
Gerätecart

€ ~~13.034,-~~
10.990,-



Piezomed Plus Modul

Implantmed Plus SI-1023

Fußsteuerung S-NW

Oralchirurgie & Implantologie

Osstell Beacon

- Monitoring der Einheilungsphase
- Ermöglicht eine frühere prothetische Versorgung
- Verbesserte Vorhersagbarkeit der Behandlung von Patienten mit Risikofaktoren
- Einfache Patientenkommunikation mittels Ampel-Visualisierung
- Maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität dank kabelloser Technologie



Für die Messung der Osseointegration werden SmartPegs benötigt. Erhältlich unter shop.wh.com



Osstell Beacon
Kabelloses Gerät zur Messung der Implantatstabilität

€ **2.360,-**
~~2.951,-~~



591 €
sparen

Sterilisation, Hygiene & Pflege

Assistina One & Assistina Twin

- Automatisches Ölpflegegerät
- Kartuschensystem für Service Oil und Activefluid
- Assistina Care Set ausreichend zur Aufbereitung von bis zu 2.800 Instrumenten
- Einfacheres und noch schnelleres Aufstecken und Entnehmen von Übertragungsinstrumenten dank der Quick Connect Adapterlösung

bis zu
841 €
sparen



Assistina One
• inkl. 1 Quick ISO Adapter

€ **1.490,-**
~~1.895,-~~



Assistina Twin
• inkl. 1 Quick ISO +
1 Quick RM Adapter

€ **2.490,-**
~~3.331,-~~



Sterilisation, Hygiene & Pflege

Lisa Mini

- Wiederaufbereitung von Instrumenten mit überraschend kurzen Zyklen
- Klein, aber komplett ausgestattet mit allen Leistungsmerkmalen und Funktionen eines großen Typ B-Sterilisators
- Flexible Platzierungsmöglichkeiten und Anwendungen
- Zusätzliche Sicherheit durch Wi-Fi und W&H Steri App zur Steuerung und Echtzeitfernüberwachung
- Wartung nach jeweils 4.000 Zyklen oder alle fünf Jahre



Optional: Upgrade auf EliTrace
Sterilisationsprozess bis hin zum einzelnen Instrument rückverfolgen und dokumentieren – ohne zusätzliche Software oder Computer.

Lisa Mini 5l Kammer

- 2 Aluminium Trays
- Ablassschlauch
- Türöffner
- 8 GB USB-Stick
- Trayhalter
- Druckluftschlauch
- Helix Test Starter-Kit

€ ~~4.930,-~~
3.981,-



Unschlagbare Zykluszeiten

Verpackte Instrumente können in weniger als 18 Min. sterilisiert werden. Unverpackte Beladungen in weniger als 9 Min.



Kompakte Abmessungen

Lisa Mini lässt sich problemlos im Hygieneraum aufstellen. Darüber hinaus bietet sich die Möglichkeit, andere Gegenstände darauf abzustellen.



Hohe Flexibilität bei der Beladung

Mit der 5-Liter-Kammer eignet sich Lisa Mini zur Wiederaufbereitung bis zu 1,5 kg oder ca. 22 Handstücke.

Sterilisation, Hygiene & Pflege

Lara

- Einfache Bedienung dank Farbtouchscreen
- Individuelle Effizienzsteigerung durch Upgrade mittels Activation Code-System
- Papierlose Dokumentation dank 8 GB USB-Stick zur automatischen Aufzeichnung aller Zyklen
- Wartung nach jeweils 4.000 Zyklen oder alle fünf Jahre


Lara Sterilisator 17l Kammer

- Drehbarer Trayträger
- 3 Aluminium Trays
- Ablassschlauch
- 8 GB USB-Stick
- Türöffner
- Trayhalter
- Werksprüfung
- Helix Test Starter-Kit

€ **5.990,-**
~~7.359,-~~



Einzigartige Upgrades:
mit dem Activation-Code-System können Sie jederzeit auf z.B. Eco Dry+ oder einen Schnellzyklus upgraden.



Schnellster Zyklus seiner Klasse
Bereits mit der Basisausstattung bietet der Lara Sterilisator den schnellsten Zyklus seiner Klasse.



Leichtes Befüllen
Ein integrierter großvolumiger Trichter verhindert Wasserspritzer beim Befüllen mit Wasser.

Sterilisation, Hygiene & Pflege

Lisa Remote Plus ioDent®

- Geringer Wasser- und Energieverbrauch dank EcoDry+ Technologie
- Eines der leisesten Geräte am Markt
- Deutlich niedrigere Wartungskosten im Vergleich zum Mitbewerber
- Einfache Wartung erst nach 4.000 Zyklen oder alle fünf Jahre
- Dokumentationspaket für Begehungen: alle Dokumente für die Praxisbegehung mit einem Klick verfügbar
- Weniger Dokumentation auf Papier und vollautomatische Zyklusdokumentation



ioDent®
SMART DENTAL SOLUTIONS

Monitoringsystem
ioDent® Intelligent
Assist: kürzere
Reaktionszeiten
durch Servicepartner
und weniger
Ausfallzeiten der
Sterilisatoren dank
Ferndiagnose

Paket
Lisa Remote Plus ioDent®
171 + Multidem C27

- ioDent®-Feature
- Dokumentationspaket
- Drehbarer Trayträger
- 6 Aluminium Trays
- Ablassschlauch
- Trayhalter, Türöffner
- 8 GB USB-Stick
- Remote WiFi-Kit
- Werkprüfung
- Helix Test Starter-Kit

€ **8.490,-**
~~10.610,-~~



2.120 €
sparen



Unglaublich
anwenderfreundlich
EliSense

Alle Informationen zum
Zyklusstatus, zur Temperatur und
zur Optimierung des Arbeitsablaufs
und Resultats auf einen Blick.

Unglaubliche
Rückverfolgbarkeit
EliTrace

Mit EliTrace wissen Sie nicht nur
genau, wann welcher Zyklus
durchgeführt wurde, sondern auch,
welches Instrument im Rahmen des
Zyklus sterilisiert wurde.

Unglaublich leistungsstark
Eco Dry +

Die Eco Dry + Technologie passt
die Trocknungszeit der Beladung
an. Das verkürzt die Zykluszeit,
verlängert die Lebensdauer
Ihrer Instrumente und senkt den
Energieverbrauch.



Willy Beckert

Betreuung für PLZ 01-09,
95-96, 98-99
m: +49 172 8996046
willy.beckert@wh.com

Claudia Martin-Esch

Betreuung für PLZ 33, 40-48,
50-53, 57-59
m: +49 172 8996049
claudia.martin-esch@wh.com



Ing. Markus Buchhalt

Betreuung Wien, Burgenland,
Niederösterreich, Steiermark
m: +43 664 2313860
markus.buchhalt@wh.com

W&H Deutschland GmbH

Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**
t + 49 8651 904 244-0
f + 49 8651 904 244-4
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, **Austria**
t + 43 6274 6236-239
f + 43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

Annabell Holleck

Betreuung für PLZ 10-18, 39
m: + 49 172 8996056
annabell.holleck@wh.com

W&H Deutschland

Betreuung für PLZ 34-37,
54-56, 60-69, 97
t: + 49 8651 904 244-0
office.de@wh.com

W&H Deutschland

Betreuung für PLZ 19-32,
38, 49
t: + 49 8651 904 244-0
office.de@wh.com

Jacqueline Fraab

Betreuung für PLZ 80-87, 90-94
m: +49 172 8996020
jacqueline.fraass@wh.com

Maximilian Dornberger

Betreuung für PLZ 70-79, 88-89
m: +49 173 6376801
maximilian.dornberger@wh.com



W&H Online Shop

Bestellen Sie die
W&H Produkte zum
Aktionspreis ganz
einfach im Online Shop
unter **shop.wh.com**



Die jeweiligen Aktionspreise erfragen Sie beim teilnehmenden Fachhandel.
Aktionen gültig vom 01.09.2024 bis 31.12.2024. Preise lt. Liste in Euro zzgl.
MwSt., nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. **Die Paketangebote sind
eine gemeinsame Aktion von W&H und teilnehmenden Fachhändlern.**

Abb. Symbolfotos. Zusatzausstattung und Inhalt der
gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.